



CLEANEX

DETERGENTE ALCALINO BIOCIDA

DESCRIPCIÓN:

CLEANEX es un limpiador concentrado medianamente alcalino para ser usado en el lavado de pisos, paredes y superficies en instalaciones pecuarias y/o de toda clase de equipos.

CLEANEX contiene una mezcla balanceada de secuestrantes orgánicos y agentes humectantes, espumantes y emulsificantes.

BENEFICIOS:

Exento de fosfatos.

Enjuague rápido.

No ataca metales blandos como aluminio y galvanizado.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido ámbar claro
Olor:	Característico
Densidad a 20°C :	1.040
pH a 1% a 20°C :	11.0
Viscosidad a 20°C csp	1200
Solubilidad:	Total con agua
Biodegradable:	Sí, como todos los tensoactivos

CONDICIONES DE USO

Para mayor efectividad del producto se aplica sobre la superficie y se deja actuar entre 10 a 15 minutos, complementar el proceso con refregar la superficies y enjuagar con agua.

Para el lavado de galpones tenga en cuenta la calidad de las superficies a limpiar, básicamente cantidad de materia orgánica y tiempo transcurrido desde el último lavado. Las dosis a usar en el lavado de galpones es de 5-10 cc por litro de agua, el cubrimiento de áreas debe ser total.

Aplicando el producto sobre las superficies del galpón y luego enjuagando con agua limpia y a presión. El rendimiento de aplicación y cubrimiento del detergente es un litro de agua con 10 cc de CLEANEX para 4 M² de galpón incluyendo cortinas; en la práctica una caneca con 20 lts de CLEANEX alcanza para 16.000 M² de galpón.

CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN

Reactivos: Acido clorhídrico o sulfúrico 0.1 N
 Indicador del la fenolftaleina.

Procedimiento: Tome 10 mis de la solución y agregue 2-3 gotas de indicador y titule con ácido hasta punto final incoloro. Concentración: %v/v CLEANEX = Titulación (mis) x 4.8

MANEJO DE ALMACENAMIENTO

CLEANEX es un producto alcalino por lo cual deben tomarse todas las medidas de seguridad. Si hay contacto con la piel, deberá lavarse con abundante agua, sí el contacto es con los ojos deberá lavarse con agua por 15 minutos y de inmediato conseguir asistencia médica.

EMPAQUE

CLEANEX viene en presentación de garrafas de 4 y 20 kilos.

Para mayor información comuníquese con BioARA S.A. a los teléfonos 4142040 ó 2602377 de Bogotá DC.